

Windows Installation

Entpacken Sie die Zip Datei und führen Sie die Datei setup.exe aus.




Abb. 1: Auswahl des Installationsverzeichnis

Es erscheint ein Installationsprogramm, dass Sie durch die weiteren Schritte der Installation leiten wird. Lesen Sie den Lizenztext aufmerksam und akzeptieren ihn, wenn Sie damit einverstanden sind. Tun Sie dies nicht, ist die Installation damit beendet.

Als nächstes werden Sie nach dem Zielordner gefragt in den der GECAMed Server installiert werden soll (Abbildung 1). Wählen Sie das Verzeichnis Ihrer Wahl aus und drücken sie „Weiter“.

Der nächste Schritt zeigt Ihnen die Pakete, die installiert werden. Unter normalen Umständen sollte hier alles angewählt sein. Wenn Sie die Datenbank selbst installieren möchten, so entfernen Sie den Haken vor dem Paket „PostgreSQL Database“. Drücken Sie auch hier auf „Weiter“. Sollten Sie das Datenbank Paket abgewählt haben, so werden Sie im nächsten Fenster aufgefordert die entsprechenden Zugangsdaten zu der Datenbank einzugeben.




Abb. 2: Die zu installierenden Pakete

Anschließend werden Sie aufgefordert das Datenverzeichnis für GECAMed auszuwählen. In dieses Verzeichnis werden alle Dateien, Briefe, Bilder etc abgelegt, die zu einer Patientenakte gehören. Drücken Sie auch hier auf „Weiter“.



Achten Sie darauf, dass dieses Verzeichnis nicht von Hand verändert wird. Dateien, die aus diesem Verzeichnis gelöscht oder verschoben werden, können nicht mehr in GECAMed verwendet werden!

Im nächsten Schritt fragt das Installationsprogramm nach einem Verzeichnis, in das die regelmäßigen Datensicherungen abgelegt werden sollen. Im Administrationsbereich von GECAMed können Sie später die genauen Einstellungen zu den Datensicherungen vornehmen. Drücken Sie auch hier auf „Weiter“.



Benutzen Sie eine externe Festplatte, die über USB oder das Netzwerk an den Server angeschlossen ist, als Datensicherungs Ort. Versuchen Sie den Ort der Datensicherung möglichst räumlich vom Server zu trennen

Nun werden die Dateien in das Installationsverzeichnis kopiert. Drücken Sie anschliessend auf „Weiter“.

Im folgenden Schritt werden weitere Installationsschritte und Konfigurationen durchgeführt. Brechen Sie die Installation hier auf keinen Fall ab. Das System ist sonst in einem unsauberen Zustand und kann einen erneuten Installationsversuch verhindern. Der Installer wird versuchen einen Browser zu öffnen. **Dieser versucht eine Seite zu laden, die im ersten Versuch nicht erreichbar ist. Der Grund dafür ist, dass sich im Hintergrund der Server im Startvorgang befindet. Warten Sie ein paar Minuten und drücken dann im Browser auf „Neu laden“. Sie sehen nun die Startseite von Ihrem erfolgreich installierten GECAMed Server.**



Abb. 3: Startbildschirm im Browser Zum Starten klicken sie einfach auf „Start GECAMed“.

Weiter gehts hier: [GECAMed in Betrieb nehmen](#)

From:

<https://gm.apps.lu/> - **GECAMed - Gestion de Cabinets Médicaux**

Permanent link:

<https://gm.apps.lu/de/userguide/installation/windows>

Last update: **2019/12/09 10:19**

